

Glo-Stick®

DODAWANIE RAZEM Z CZYNNIKEM CHŁODNICZYM



GŁÓWNE CECHY

- Wygodne w użyciu, niepowodujące bałaganu wkłady (kartridże) z pojedynczą dawką. Dodaj czynnik chłodniczy i barwnik fluorescencyjny w jednym prostym kroku
- Barwniki Spectroline świecą jaśniej niż barwniki konkurencji
- Dostępne w 4 wielkościach/stężeniach dostosowanych do wydajności układu
- Wprowadzanie barwnika podczas napełniania czynnikiem chłodniczym lub podczas podłączania od góry do dołu

Nr części	Objętość	Wystarcza na (olej/czynnik chłodniczy)	
JAV-1161	0,89ml	do 445ml	do 1,3kg
JAV-1162	15ml	445ml – 1,5 l	1,4 – 2,2kg
JAV-1163	15ml	1,6 – 3 l	2,3 – 4,5kg
JAV-1164	15ml	3,1 – 7,6 l	4,6 – 11,3kg

Opis	Nr części
Glo-Stick 101E (SPE-GS101E-CS)	JAV-1161
6 Pack	JAV-1157
Glo-Stick 1E (SPE-GS1E-CS)	JAV-1162
6 Pack	JAV-1158
Glo-Stick 2E (SPE-GS2E-CS)	JAV-1163
6 Pack	JAV-1159
Glo-Stick 3E (SPE-GS3E-CS)	JAV-1164
6 Pack	JAV-1160



Dodać do układu z czynnikiem chłodniczym



Wbudowane złącza 1/4"

Glo-Stick® Kompletny zestaw

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA

Glo-Stick 1E, 2 x Glo-Stick 2E, 1 x Glo-Stick 3E	x 1
Wężyk 20 cm z przyłączem i zaworem zwrotnym	x 1
Zawory odpowietrzające; 1 x kapsułka czyszcząca; 1 x adapter R-410A	x 1
Ultrafioletowa lampa LED do wykrywania nieszczelności	x 1
Okulary zwiększające kontrast fluorescencyjny UV	x 1
Środek do usuwania barwnika Glo-Away Plus – 60 ml	x 1
Zatyczki; etykiety serwisowe	x 3

Opis	Nr części
Kompletny zestaw Glo-Stick (SPE-HVLGSE)	JAV-1165

